

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

CENTRIFUGA EPPENDORF 5427R

**PP- 009
VER.- 00
FOL.- 9**



DESCRIÇÃO PARA AS ATIVIDADES:

- ✓ Compactas, ergonômicas, fáceis de operar e cabem em qualquer estação de trabalho;
- ✓ As microcentrífugas Thermo Scientific são seguras – não operam com a tampa aberta ou desbalanceada;
- ✓ Displays grandes para fácil visualização dos programas;
- ✓ Silenciosas (<56 dBA nas centrífugas não refrigeradas, < 50 dBA nas centrífugas refrigeradas);
- ✓ Ideais para processos que requerem altas velocidades, de 6.000 rpm (9.800 x g) nos modelos mySPIN 6 até 14.800 rpm (21.100 x g) nos modelos MicroCL;
- ✓ Capacidade de 6 até 24 tubos de até 2,0 ml;
- ✓ Memória para 99 programas;
- ✓ Sistema de refrigeração com programa de pré-resfriamento;
- ✓ Memória para 4 programas ;
- ✓ Rotina de operação simplificada;
- ✓ Compacta.