

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	PP- 10
ESPECTROFÔTOMETRO - KASUAKI	VER.- 00
	FOL.- 10



DESCRIÇÃO PARA ATIVIDADES:

- ✓ O espectrofotômetro Kasuaki modelo IL-227 possui um monocromador com flash holográfico em grade que permite precisão em altos comprimentos de onda, em monocromatografias ou quando se utiliza luz difusa de baixa intensidade;
- ✓ Esse equipamento pode ser utilizado para trabalhos em absorvância, transmitância, concentração direta e fator de concentração;
- ✓ No compartimento de amostra desse equipamento pode ser utilizadas cubetas entre 0,5 mm até 10 mm e opcionalmente, cubetas de 50 mm até 100 mm;
- ✓ Possui um sistema automático e preciso que é gerenciado através de um microcomputador
- ✓ O ponto zero (branco) é automático e com ajuste completo de escalas;
- ✓ A leitura da concentração direta fornece o fator de concentração (com configuração de função);